



Bilirubinometr

KJ-8000

KONTAKT

www.rall-elektronik.cz
rall@rall-elektronik.cz

608 738 307
607 603 599
775 107 714

Specifikace

Displej

Velký přehledný LCD displej

Baterie

Výdrž baterie na 500 měření
Nabití baterie trvá 3 hodiny

Použití

Vhodný pro lékaře a sestry na porodnických, gynekologických a novorozeneckých odděleních.

Další výhody

Xenovový blesk

Automatická kalibrace

Převod mezi jednotkami mg/d L a mg/d L

Odchylka měření ± 1 na 0-15, ± 1.5 na 16-25

**Detailnější informace naleznete na
našich webových stránkách**